

# INFORMATION

No. 1305-19

## 「総合検査案内変更一覧表」

### 配布のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2012年6月より2013年5月までの 総合検査案内(Total Information)の変更一覧を、別紙のとおり作成しましたので、ご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

---

### 記

---

#### □ Information発行期間

- 2012年6月 ~ 2013年5月

#### □ Contents

- 基準値の変更
- 基準値、測定方法の変更
- その他の変更
- その他の変更、採取容器の変更
- 新規受託検査項目
- 受託中止検査項目、受託一時中止検査項目

\* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

株式会社 武蔵臨床検査所

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8

TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659

URL <http://www.e-musashi.co.jp>

基準値変更 1 2012年 6月～2013年 5月

総合検査案内 (Total Information)

NO.	INFO No. 変更年月日	コード	検査項目名	案内書 収載頁	新基準値	旧
1	1207-12 2012/7/30	0704	副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)	B-1	7.2 ~ 63.3 pg/ml	7 ~ 56
2	1209-13 2012/10/1	3993	バニルマンデル酸(VMA) 〈血漿〉	B-5	3.3~8.6 ng/ml	3.0~9.0
3	1209-15 2012/10/1	0841	IgM・HA抗体	E-1	判定 (-) S/CO値 0.80未満	判定 (-) 0.8未満
4	1211-20 2012/12/6	0592	トリプシン	A-2	100~550 ng/ml	110~460
5	1211-20 2012/12/6	4406	血中脂肪酸分画(4分画)	A-4 A-5	ジホモ-γ-リノレン酸 :22.6~72.5 μg/ml	:10.9~43.5
					アラキドン酸 :135.7~335.3 μg/ml	:85.1~207.8
					エイコサペンタエン酸 :10.2~142.3 μg/ml	:11.6~107.2
					ドコサヘキサエン酸 :54.8~240.3 μg/ml	:48.6~152.4
					EPA/AA比 :0.05~0.61	:0.09~0.75
6	1303-09 2013/4/1	1810	AFPレクチン分画/LBA	C-1	総AFP量: 10.0以下 ng/ml	10.0未満
7	1303-09 2013/4/1	1048	NCC-ST-439	C-1	男性 4.5 未満U/ml	4.5 以下
					女性50才以上 4.5 未満U/ml	4.5以下
					女性49才以下 7.0 未満U/ml	7.0 以下
8	1303-09 2013/4/1	1078	BFP(塩基性フェトプロテイン)	C-1	75未満 ng/ml	75以下
9	1303-09 2013/4/1	4526	シスタチンC	A-7	男性:0.61~1.00 mg/l 女性:0.51~0.82 mg/l	(共通) 0.50~0.90
10	1303-09 2013/4/1	0761	ビタミンB <sub>1</sub> (サイアミン)	A-9	2.6~5.8 μg/dl	2.0~7.2
11	1303-09 2013/4/1	0762	ビタミンB <sub>2</sub> (リボフラビン)	A-9	12.8~27.6 μg/dl	11.9~20.4
12	1303-09 2013/4/1	0733	テストステロン〈血清〉	B-6	男性 :2.25~10.40 ng/ml	2.01~7.50
					女性/卵胞期 :0.33~1.26	0.06~0.86
					女性/排卵期 :0.36~1.19	
					女性/黄体期 :0.41~1.12	
13	1303-09 2013/4/1	0735	プロジェステロン	B-7	男性 :0.6以下 ng/ml	0.7以下
					女性/卵胞期 :0.4以下	1.7以下
					女性/排卵期 :3.7以下	4.9以下
					女性/黄体期 :8.5~21.9	0.2~31.6
					女性/閉経後 : ———	1.0以下
					妊婦/前期 :23.9~141.0	4.2~39.2
					妊婦/中期 :25.7~143.0	19.6~143.0
妊婦/後期 :51.2~326.0	34.5~390.0					

## 基準値変更 2 2012年 6月~2013年 5月

総合検査案内(Total Information)

NO.	INFO No. 変更年月日	コード	検査項目名	案内書 収載頁	新基準値	旧
14	1303-10 2013/4/1	4240	抗糸球体基底膜抗体 (抗GBM抗体)	F-8	3.0 未満 U/ml	10未満 EU
15	1303-10 2013/4/1	1069	ソマトメジン-C	B-1	左記インフォメーションNO. 1303-10をご参照ください。	
16	1304-16 2013/4/15	1918	抗Sm抗体	F-6	10.0 未満 U/ml	陰性:7.0未満 判保:7.0~30.0 陽性:30.0以上

## 検査方法変更 2012年 6月~2013年 5月

総合検査案内(Total Information)

NO.	INFO No. 変更年月日	コード	検査項目名	案内書 収載頁	新測定方法	旧
1	1207-12 2012/7/30	0704	副腎皮質刺激ホルモン (ACTH)	B-1	ECLIA	IRMA
2	1209-13 2012/10/1	1279	PIVKA-II /凝固系検査	I-3	CLEIA	LA
3	1209-15 2012/10/1	0841	IgM・HA抗体	E-1	CLIA	EIA
4	1211-20 2012/12/6	0592	トリプシン	A-2	ELISA	RIA (二抗体法)
5	1211-20 2012/12/6	2650	アルベカシン /薬物検査	D-2	ラテックス凝集比濁法	FPIA
6	1212-21 2012/12/17	2731	マイコプラズマニューモニエ DNA	F-1	LAMP法	PCR
7	1303-09 2013/4/1	1659	テイコプラニン	D-2	ラテックス凝集比濁法	FPIA
8	1303-09 2013/4/1	0733	テストステロン〈血清〉	B-6	CLIA	RIA (チューブ固相法)
9	1303-09 2013/4/1	0735	プロジェステロン	B-7	CLIA	RIA (チューブ固相法)
10	1303-09 2013/4/1	2548	$\alpha$ 1-アシドグリコプロテイン ( $\alpha$ 1-AG)	F-4	免疫比濁法	ネフェロ メトリー
11	1303-09 2013/4/1	4230	抗ミトコンドリアM2抗体	F-7	CLEIA	EIA
12	1303-10 2013/4/1	4240	抗糸球体基底膜抗体	F-8	CLEIA	EIA
13	1304-16 2013/4/15	1918	抗Sm抗体	F-6	CLEIA	EIA

## その他の変更 1 2012年 6月～2013年 5月

総合検査案内(Total Information)

NO.	INFO No. 変更年月日	コード	検査項目名	案内書 記載頁	変更箇所	新	旧
1	1207-12 2012/7/30	0704	副腎皮質刺激ホル モン(ACTH)	B-1	報告形態	小数点第一位	整数
					報告下限値	1.0 以下	3 以下
					所要日数	3日 ~ 4日	6日 ~ 8日
2	1209-13 2012/10/1	1069	ソマトメジン-C	B-1	報告下限	10 ng/ml 以下	6.3 ng/ml未満
					報告桁数	整数(有効3桁)	小数1位
3	1209-13 2012/10/1	1891	I型コラーゲン架橋N- テロペプチド(NTx)〈尿〉	B-3	報告様式	尿中NTx濃度が 20.0n molBCE/l未満の場合、 クレアチニン補正値は 【換算不可】で報告	クレアチニン 補正の上報告
4	1209-13 2012/10/1	1895	デオキシピリジノリン (DPD)	B-3	報告様式	Dpyr濃度が 3.0nmol /l未満の場合、クレア チニン補正値は【換算 不可】で報告	クレアチニン 補正の上報告
5	1209-15 2012/10/1	0841	IgM・HA抗体	E-1	報告桁数	S/CO値 小数第2位	INDEX 小数第1位
					判定基準	(-):0.80未満	0.8未満
						(±):0.80以上1.20以下	0.8以上1.1以下
						(+):1.21以上	1.2以上
6	1212-21 2012/12/17	1250	HPV-DNA同定 《中～高リスク》	E-3	報告様式	陰性、陽性の報告に 加え、Indexをご報告 いたします。基準値: 陰性/Index1.00未満	陰性、陽性の 報告 (基準値:陰性)
		4159	HPV-DNA同定 《低リスク》				
7	1212-21 2012/12/17	2731	マイコプラズマニュー モニエDNA	F-1	基準値表記	陰性	検出せず
					採取容器	採痰管(k)	専用容器(19)
					所要日数	4～6日	8～14日
					保険点数	300点	なし
8	1303-09 2013/4/1	3001 ～	特異的IgE (IgE-RAST)他	F-11	報告下限	0.10未満 UA/ml	0.34以下
9	1303-09 2013/4/1	0733	テストステロン〈血清〉	B-6	報告下限	0.08 未満 ng/ml	0.05 未満
10	1303-09 2013/4/1	0735	プロジェステロン	B-7	報告下限	0.1 未満 ng/ml	0.2 未満
11	1303-09 2013/4/1	2548	α1-アジドグリコ プロテイン(α1-AG)	F-4	報告下限	6.5 未満 mg/dl	13.2 未満
12	1303-09 2013/4/1	4230	抗ミトコンドリアM2抗体	F-7	報告上限	800以上(index値)	300以上
					報告下限	1.5未満(index値)	5.0未満
					所要日数	3～5日	3～6日

## その他の変更 2 2012年 6月~2013年 5月

総合検査案内(Total Information)

NO.	INFO No. 変更年月日	コード	検査項目名	案内書 掲載頁	変更箇所	新	旧
13	1303-10 2013/4/1	4240	抗糸球体基底膜抗体 (抗GBM抗体)	F-8	報告単位	U/ml	EU
					報告上限	350 以上 U/ml	300 以上
					報告下限	2.0 未満 U/ml	10 未満
					保存方法	冷蔵	凍結
					所要日数	3~5日	5~10日
14	1303-10 2013/4/1	1804	抗好中球細胞質ミエロ ペルオキシダーゼ抗体 (MPO-ANCA)	F-8	保存方法	冷蔵	凍結
15	1303-10 2013/4/1	1788	抗好中球細胞質抗体 (PR3-ANCA)	F-8	保存方法	冷蔵	凍結
16	1303-10 2013/4/1	2663	薬物スクリーニング	D-3	検体量	40 ml	20 ml
17	1304-16 2013/4/15	1918	抗Sm抗体	F-6	報告単位	U/ml	—
					報告上限	600 以上 U/ml	300 以上
					報告下限	1.0 未満 U/ml	5.0 未満

## 採取容器変更 2012年 6月~2013年 5月

総合検査案内(Total Information)

NO.	INFO No. 変更年月日	コード	検査項目名/容器名 等	案内書 掲載頁	新容器	旧
1	1302-05 2013/4/1	0189	ヘモグロビンA1c  ・容器D/血糖・HbA1c用試験管	A-6	 容器番号 D	 容器番号 04
2	1303-09 2013/4/1	0761 0762	ビタミンB <sub>1</sub> (サイアミン) ビタミンB <sub>2</sub> (リボフラビン)  ・容器47/遮光容器(血液・EDTA) ・材料/EDTA2Na加血液(遮光)	A-9	 容器番号 47	 容器番号 43

新規受託検査項目 2012年 6月～2013年 5月

総合検査案内(Total Information)

N O.	INFO No.	開始年月日	コード	検査項目名	容器	検体量	検査方法	所要日数	基準値、その他
1	1212-24	2013/1/15	2946	結核菌 IFN- $\gamma$ (ELISPOT法)	I	へパリン加血液	ELIS POT法	4日～6日	保存:室温(32時間)
2	1303-08	2013/4/1	1921	クラミジア・トラコーマチス/リアルタイムPCR<ぬぐい液>	45 (専用容器)	子宮頸部擦過物・スワブ	リアルタイムPCR	4日～6日	(-)
3			1922	淋菌/リアルタイムPCR<ぬぐい液>					(-)
4			1924	クラミジア・トラコーマチス/リアルタイムPCR<尿>	46 (専用容器)	尿又はうがい液 4.5～6.3ml			(-)
5			1925	淋菌/リアルタイムPCR<尿>					(-)
6			1926	クラミジア・トラコーマチス/リアルタイムPCR<うがい液>					(-)
7			1927	淋菌/リアルタイムPCR<うがい液>					(-)
8			1303-11	2013/4/1					1861
9	1862	HCV肝炎ウイルス検診(核酸増幅検査)セット			A 30	3.0ml 8.0ml	CLEIA リアルタイムPCR	3～10日	・HCV抗体(力価) ・HCV-RNA定量

INFO. No. 1211-19 開始年月日 :2012/11/15

新コード	新検査項目名	基準値	単位	検査材料等
1216	メタネフリン2分画<尿>	未設定	mg/l	随時尿
4381	メタネフリン2分画<蓄尿>	メタネフリン :0.05～0.20 ノルメタネフリン :0.10～0.28	mg/day	酸性蓄尿
719	カテコールアミン3分画<尿>	未設定	$\mu$ g/l	随時尿
4382	カテコールアミン3分画<蓄尿>	アドレナリン :1.0～23.0 ノルアドレナリン :29.0～120.0 ドーパミン :100.0～1000.0	$\mu$ g/day	酸性蓄尿
3944	遊離カテコールアミン3分画<尿>	未設定	$\mu$ g/l	随時尿
4383	遊離カテコールアミン3分画<蓄尿>	アドレナリン :1～14 ノルアドレナリン :10～41 ドーパミン :120～310	$\mu$ g/day	酸性蓄尿

INFO. No. 1302-06 開始年月日 :2013/ 4/1

新コード	新検査項目名	基準値	単位	採取容器等
0192	血清血糖	未設定	mg/dl	A: 汎用試験管

**受託中止検査項目 2012年 6月～2013年 5月**

総合検査案内(Total Information)

NO.	INFO No.	中止年月日	コード	受託中止・検査項目	案内書 収載頁	備考
1	1209-14	2012/9/29	0840	HA抗体	E-1	
2	1210-17	2012/10/15	2677	プラスミノーゲン《定量》(PLG定量)	I-4	
3	1303-07	2013/3/29	1155	クラミジア・トラコーマチス同定DNA 〈ぬぐい液〉《液相ハイブリダイゼーション》	F-2	
4	1303-07	2013/3/29	1896	クラミジア・トラコーマチス同定DNA 〈ぬぐい液〉《ロシユPCR》	F-2	
5	1303-07	2013/3/29	2721	クラミジア・トラコーマチス同定DNA 〈尿〉《ロシユPCR》	F-2	
6	1303-07	2013/3/29	1156	淋菌同定DNA 〈ぬぐい液〉《液相ハイブリダイゼーション》	F-2	
7	1303-07	2013/3/29	1897	淋菌同定DNA 〈ぬぐい液〉《ロシユPCR》	F-2	
8	1303-07	2013/3/29	2722	淋菌同定DNA〈尿〉《ロシユPCR》	F-2	
9	1303-07	2013/3/29	4524	STD-DNA同定セット /クラミジア、淋菌、HPV	E-3	
10	1303-07	2013/3/29	0810	百日咳菌抗体(山口株、東浜株) 《細菌凝集法》	F-3	
11	1303-07	2013/3/29	1425	テストステロン〈尿〉	B-6	
12	1303-07	2013/3/29	2558	t-PA・PAI-1複合体	I-4	
13	1303-14	2013/3/30	1851	HCV-RIBAⅢ	E-2	

**受託一時中止検査項目 2012年 6月～2013年 5月**

総合検査案内(Total Information)

NO.	INFO No.	一時中止 年月日	コード	受託一時中止・検査項目	案内書 収載頁	備考
1	1304-15	2013/4/15	2944	結核菌IFN-γ測定 (クオンティフェロン)	(総合検査 案内未収載)	