

INFORMATION

No. 1711-25

採取容器の変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


さて、下記の検体採取容器につきましては販売中止に伴い、同一メーカーが販売する改良品に変更させていただきますので、取り急ぎご案内致します。


誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒宜しくご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

■対象容器

容器コード: 45	クラミジア・淋菌(リアルタイムPCR)用容器(子宮頸部擦過物用)
	
添加剤	塩酸グアニジン
保管条件	常温
有効期限	容器表示
変更箇所	チューブの径が1mm程細くなり、スワブが3本入りから2本入りに変更されます。

容器コード: 46	クラミジア・淋菌(リアルタイムPCR)用容器(尿、うがい液用)
	
添加剤	塩酸グアニジン
保管条件	常温
有効期限	容器表示
変更箇所	チューブの径が1mm程細くなるため、内容液の液面の高さが高くなります。

■変更期日

本案内以降、順次切替させていただきます。

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>